



PODUSZKA SYSTEMU STABILO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Firma NOEL dziękuje, że wybraliście Państwo nasz produkt.
Poduszki Systemu STABILO zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy,
mając na uwadze potrzeby funkcjonalne i bezpieczeństwo użytkownika.

Mamy nadzieję, że nasz wyrób spełni Państwa oczekiwania.

Niniejsza instrukcja użytkowania jest integralną częścią
Poduszki Systemu STABILO.

**Proszę koniecznie przeczytać całość instrukcji
przed rozpoczęciem używania Poduszki Systemu STABILO.**

Poduszka systemu STABILO jest wyrobem rehabilitacyjno-przeciwodleżynowym, przeznaczonym dla osób dorosłych i dzieci z porażeniem mózgowym, kompensującym i łagodzącym upośledzenia poprzez stabilizowanie chorego w pozycji siedzącej lub leżącej.

Przeznaczenie:

Poduszka o modelowanym kształcie z możliwością jego utrwalenia ma zastosowanie w :

- profilaktyce przeciwodleżynowej
- łagodzeniu skutków długotrwałego przebywania w jednej pozycji - przykurcze
- stabilizowaniu chorego w przypadku wiotkości

Ostrzeżenia

Poduszka systemu STABILO powinna być trwale zapięta do siedziska czy oparcia

- W razie potrzeby zwiększonej wentylacji ciała stosować przewiewny podkład
- Unikać ostrych przedmiotów mogących uszkodzić poduszkę
- Nie używać do mycia środków na bazie rozpuszczalników: toluen, aceton
- Nie ciągnąć za zaworek
- Nie nadmuchiwać poduszki
- Używać tylko specjalnej pompki dołączonej do poduszki
- Nie prasować za pomocą żalazka
- W przypadku rozprucia, z poduszki mogą się wydostać mikrogranulki niebezpieczne dla małych dzieci.

Sposób użycia

1. Wyciągnąć wężyk znajdujący się w ręczce pompki
2. Wkręcić wężyk w zaworek poduszki i poczekać, aż poduszka będzie dostatecznie miękka
3. Wstępnie ukształtować poduszkę (ręcznie do potrzebnego kształtu lub np. siadając czy opierając się o nią)
4. Dokręcić pompkę do wężyka i odessać powietrze, do momentu uzyskania żądanej twardości - pamiętać o odkręceniu wężyka!
5. Dla zmiany kształtu - wkręcić sam wężyk do zaworka i poczekać, aż poduszka zmięknie

UWAGI:

1. Naturalnym zjawiskiem jest zmniejszenie grubości poduszki w początkowym okresie użytkowania do 5%
2. Przy dużych zmianach temperatury, należy dodatkowo ponownie użyć pompki do uzyskania właściwej twardości (↑°C poduszka mięknie, ↓°C poduszka twardnieje)



Serwisowanie i mycie:

1. Regularnie kontrolować stan wyrobu (zwracać uwagę na pęknięcia i rozprucia)
2. Przed myciem zakręcić kapturek zaworka
3. Myć pod bieżącą wodą - w wannie, pod prysznicem (do 60°C), z zastosowaniem detergentu np. płynu do mycia naczyń
4. Wytrzeć do sucha papierowym ręcznikiem
5. Można stosować powszechnie używane w szpitalnictwie środki dezynfekcyjne
6. Nie używać środków na bazie rozpuszczalników - toluen, aceton

Producent udziela 24 miesięcy gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń poduszki.

W razie wątpliwości proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z producentem.

Wszelkie incydenty zgłaszać sprzedawcy lub producentowi.

NOEL



NOEL jako producent deklaruje,
że PODUSZKA SYSTEMU STABILO
jest zgodna z dyrektywą Unii Europejskiej EEC/93/42
oraz Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych

NOEL s.c. 30-607 KRAKÓW UL. KOŁODZIEJSKA 1
email: stabilo@stabilo.krakow.pl